

INTERROCK® NEW



SI - 3000 CELJE · Opekarniška cesta 26
Tel.: +386 (0)3 425-62-00 · Fax: +386 (0)3 425-62-10
E-mail: info@interdent.cc · http://www.interdent.cc

INTERROCK® NEW Tip IV

ISO norme številka 6873

SI

Posebno trd mavec tip IV za precizno tehniko pri izdelavi modelov za fiksno protetične nadomestke.

Odlikuje se po: visoki trdnosti, gladki površini in odpornosti na obrabo kot tudi z nizko vezivno razteznostjo (0,1 %).

Mavec za natančno reprodukcijo odtisov.

NAVODILO ZA UPORABO:

V čisto posodo vlij potrebno količino hladne vode in počasi dodajaj prah.

Energično mešaj z lopatko približno eno minuto, dokler masa ni gladka. Rezultat gostejše in bolj vibrirane mešanice bo trši odlitek.

Barva	Gold Brown / slonokoščena
Mešalno razmerje	20 ml vode/100 g prahu
Čas mešanja ročno	60 sek
Čas mešanja - vakum	30 sek
Čas obdelave	5-6 min
Čas vezave	12 min
Vezivna ekspanzija (po 2 h)	max. 0,08%
Trdota (po 24 h)	250 N/mm ²

Hraniti v suhem prostoru.

Pakiranje:	Gold Brown		slonokoščena
	REF 0950	2,5 kg	REF 0967
	REF 0951	5 kg	REF 0968
	REF 0952	20 kg	REF 0969
	REF 0953	25 kg	REF 0962

INTERROCK® NEW Type IV

ISO Norm Nr. 6873

GB

An extra-hard die stone for precision techniques during the construction of porcelain crowns and bridges.

Physical characteristics include high resistance to compression, high surface density and resistance to abrasion combined with a low setting expansion (0,1 %).

Reproduction of great accuracy is produced from the impression.

DIRECTIONS FOR USE:

In a clean holder pour the necessary quantity of clean water and slowly add powder.

Energetically mix with small spade approxim. 1 min, until the mass is smooth. More dense and vibrated mixture, the harder the cast.

Colour	Gold Brown / Ivory
Water: powder ratio	20 ml water - 100 g powder
Mixing time (hand)	60 sec
Mixing time (vacuum)	30 sec
Working time	5-6 min
Setting time	12 min
Setting expansion (2h)	max. 0,08%
Resistance (24 h)	250 N/mm ²

Store dry.

Packing style:	Gold Brown		Ivory
	REF 0950	2,5 kg	REF 0967
	REF 0951	5 kg	REF 0968
	REF 0952	20 kg	REF 0969
	REF 0953	25 kg	REF 0962

INTERROCK® NEW Typ IV

ISO Norm Nr. 6873

D

INTERROCK NEW ist ein Superhartgips für die Präzisionstechnik bei der Herstellung von Modellen für Keramikronen und Keramikbrücken.

Es zeichnet sich aus durch: hohe Druckfestigkeit, glatte Oberfläche und Abtriebsfestigkeit sowie geringe Abbindeexpansion (0,1 %).

Ein Gips mit guter Wiedergabegenauigkeit.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Reines Gefäß mit erforderlichen Wassermenge fühlen und langsam den INTERROCK NEW Pulver zugeben.

Energisch cca 1 Minute mit Spatel mischen, bis die Masse glatt wirkt. Dickflüssige und gut vibrierte Mischung versichert harten Guss.

Farbe	Gold Brown / Elfenbein
Mischungsverhältnis	20 ml Wasser/100 g Pulver
Anmischzeit (Handrühren)	60 Sek
Anmischzeit (Vakuurmühren)	30 Sek
Verarbeitungszeit	5-6 Minuten
Abbindezeit	12 Minuten
Abbindeexpansion nach 2 h	max. 0,08%
Druckfestigkeit nach 24 h	250 N/mm ²

Trocken lagern.

Packung:	Gold Brown		Elfenbein
	REF 0950	2,5 kg	REF 0967
	REF 0951	5 kg	REF 0968
	REF 0952	20 kg	REF 0969
	REF 0953	25 kg	REF 0962

INTERROCK® NEW Typ IV

ISO číslo normy: 6873

CZ

Obzvláště tvrdá sádra typ IV pro precizní techniku při výrobě modelů fixních protetických náhrad.

Vyniká především: vysokou tvrdostí, hladkým povrchem, odolností proti opotřebení a také nízkou rozpinavostí hmoty (0,1 %).

Sádra pro přesnou reprodukci odtisků.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Do čisté nádoby vlijte potřebné množství studené vody a pomalu dodávejte prášek.

Rychle (energicky) michejte lopatkou asi 1 min, dokud nebude směs hladká. Čím bude směs hustší a lépe promíchaná, tím bude odlitek tvrdší.

Barva:	Gold Brown / slonová kost
Mísicí poměr:	20 ml vody/100 g prášku
Doba míchání (ručné):	60 sek
Doba míchání (ve vakuum míchačce):	30 sek
Doba zpracování:	5-6 min
Doba tuhnutí:	12 min
Expanze (po 2h):	max. 0,08%
Tvrdość (po 24h):	250 N/mm ²

Uchovávejte v suchém prostředí.

Balení:	Gold Brown		slonová kost
	REF 0950	2,5 kg	REF 0967
	REF 0951	5 kg	REF 0968
	REF 0952	20 kg	REF 0969
	REF 0953	25 kg	REF 0962

INTERROCK® NEW Tip IV

ISO norme številka 6873



Posebno tvrdi gips, tip IV, za preciznu tehniku kod izrade modela za fiksne protetske nadogradnje.

Odluke su mu: visoka tvrdoća, glatka površina i otpornost na habanje, kao i niska vezivna rasteljivost (0,1 %).

Gips za točnu presliku otisaka.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

U čistu posudu ulij potrebnu količinu hladne vode i postupno dodavaj prah.

Energično mješaj s lopaticom približno 1 minutu, sve dok masa ne postane glatka. Rezultat gustije i bolje umješane mase biti će tvrdji odljevak.

Boja	Gold Brown / slonova kost	
Omjeri miješanja	20 ml vode/100 g praha	
Ručno miješanje	60 sek	
Vakuumsko miješanje	30 sek	
Vrijeme obrade	5-6 min	
Vrijeme vezivanja	12 min	
Vezivna ekspanzija (nakon 2 sata)	max. 0,08%	
Tvrdoća (nakon 24 sata)	250 N/mm ²	

Čuvati u suhom prostoru.

Pakovanje:	Gold Brown		slonova kost
	REF 0950	2,5 kg	REF 0967
	REF 0951	5 kg	REF 0968
	REF 0952	20 kg	REF 0969
	REF 0953	25 kg	REF 0962

INTERROCK® NEW Tip IV

ISO норма 6873



Супертвердый гипс для прецизионной техники при изготовлении стабильных моделей для протезирования. Отличается высокой твердостью, гладкой поверхностью, а также очень низким коэффициентом расширения (0,1 %). Это гипс для точного воспроизведения слепков.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПОТРЕБЛЕНИЮ

В чистую посуду влит достаточно количество воды и медленно добавляй порошок.

Замешивайте энергично приблизительно минуту, до получения гладкой поверхности. Результат выше густоты смеси дают твердые модели.

Цвет	Золотой коричневый / слоновой кости	
Соотношение при замешивании	20 мл воды/100 г порошка	
Время замешивания вручную	60 сек	
Время замешивания под вакуумом	30 сек	
Время рабочего состояния	5-6 мин	
Время затвердения	12 мин	
Коэффициент расширения (через 2 часа)	макс. 0,08%	
Прочность на сжатие (через сутки)	250 N/mm ²	

Хранить на сухом и холодном месте.

п а к у в а њ е :	Gold Brown		слоновой кости
	REF 0950	2,5 kg	REF 0967
	REF 0951	5 kg	REF 0968
	REF 0952	20 kg	REF 0969
	REF 0953	25 kg	REF 0962

INTERROCK® NEW Tip IV

ISO норма бр. 6873



Посебно тврд гипс тип IV за прецизна техника при изработка на модели за фиксни надоместоци.

Се одликува со: голема тврдост, глатки површини и отпорност на ивиците како и ниска сврзувачка напнатост (0,1 %).

Гипс за прецизна репродукција на отисокот.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Во чист сад се налева потребната количина на вода и во делови се додава од правот.

Енергично се меша со лопатката за мешање гипс приближно 1 минута, додека масата не стане глатка. Ако гипсот се меша во електричка мешалка се добива потврд одливко.

Boja:	Gold Brown / slonova koska	
Размер на мешање:	20 ml вода / 100 g прав	
Време на мешање - рачно:	60 сек	
Време на мешање - со вакуум:	30 сек	
Време на работа:	5-6 min	
Време на врзување:	12 min	
Експанзијана врзување(по 2 часа):	макс. 0,08%	
Тврдина(по 24 часа):	250 N/mm ²	

Да се чува на суво место.

п а к у в а њ е :	Gold Brown		слонова коска
	REF 0950	2,5 kg	REF 0967
	REF 0951	5 kg	REF 0968
	REF 0952	20 kg	REF 0969
	REF 0953	25 kg	REF 0962

INTERROCK® NEW Typ IV

Norma ISO NO. 6873



Osobitne tvrdá sádra typ IV.

Vyznačuje sa vysokou tvrdosťou, hladkým povrchom, vysokou odolnosťou voči poškodeniu, ako aj nízkym koeficientom rozťažnosti (0,1 %).

Vhodná je na použitie pre presnú techniku vyhotovovania fixných protetických náhrad.

Je to sádra na presnú reprodukciu odtlačkov.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Do čistej nádoby vlejeme potrebné množstvo vody, do ktorého postupne vmiešame zodpovedajúce množstvo sádry.

Intenzívne miešame lopatkou dovtedy až je hmota hladká t.j. po dobu cca 1 minúty. Výsledkom hustejšej a lepšie spracovanej hmoty na vibrátore bude tvrdší odliatok.

Farba:	Gold Brown / slonová kosť	
Pomer miešania:	20 ml. vody na 100 gr. sádry	
Čas miešania - ručne:	60 sek	
Čas miešania - vákuum:	30 sek	
Doba spracovania:	5-6 min	
Doba tuhnutia:	12 min	
Expanzia po 2 hod.:	max. 0,08%	
Tvrdość po 24 hod.:	250 N/mm ²	

Sádry skladujte na suchom mieste!

B a l e n i e :	Gold Brown		slonová kosť
	REF 0950	2,5 kg	REF 0967
	REF 0951	5 kg	REF 0968
	REF 0952	20 kg	REF 0969
	REF 0953	25 kg	REF 0962

INTERROCK® NEW Typ IV

Norma ISO Nr. 6873



Nje allci per tehnika precise ne prodhimin e klikeveve dhe urave te porcelanit.

Nder karakteristikat fizike perفشihet rezistenca e larte ndaj shtypjes; densitet te larte te siperfaqes dhe rezistence ndaj abrazionit ,te combinuara keto me nje bymim shume te ulet pas forcimit (0,1 %).

Prej masses se marre do te rezultojte nje riprodhim shume i sakte.

UDHEZIME PER PERDORIM :

Ne nje tas te paster hidhni sasine e nevojshme te ujit dhe dalengadale shtoni puder.

Perzjejini me nje spatul ne menyre energjike per rreth 1min.derisa te perftohet nje mase e njetrajtshme dhe e bute.Sa me shume te perzjehet, aq me e forte do jete allcia.

Ngjyra	Gold Brown / Kafë e celur	
Uji :ne perpjestim me pudren	20ml uje -100g pudrer	
Koha e perzjerjes (me dore)	60 sek	
Koha e perzjerjes (vakuum)	30 sek	
Koha e punes	5-6min	
Koha e forcimit	12min	
Bymimi pas forcimit (2h)	max. 0,08%	
Rezistenca (24h)	250 N/mm ²	

Te magazinohet ne vend te thate dhe te fresket

Paketimi:	Gold Brown		Kafë e celur
	REF 0950	2,5 kg	REF 0967
	REF 0951	5 kg	REF 0968
	REF 0952	20 kg	REF 0969
	REF 0953	25 kg	REF 0962