

BEZPEČNOSTNÍ LIST

1. Identifikace látky a výrobce:

Informace o výrobku

Obchodní název: LC INTERTRAY

Výrobce/prodejce INTERDENT d.o.o.

Adresa prodejce: Opekarniška cesta 26, SI-3000, Celje

Adresa výrobce: Dol 1, SI-3342, Gornji Grad

Telefon: tel: +386 (0) 3 425-62-00 fax: +386 (0) 3 490-62-10

Nouzové volání: +386 (0) 3 425-62-00

2. Identifikace nebezpečnosti:

Nejsou známy žádné nebezpečné účinky.

3. Složení, informace o složkách:

Chemické složky: Akryláty a deriváty.

4. Pokyny pro první pomoc:

Požítí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch.

Zasažení kůže: Odstraňte kontaminovaný oděv. Omyjte kůži vodou a mýdlem.

Zasažení očí: Vypláchněte otevřené oko velkým množstvím vody. V případě podráždění vyhledejte očního lékaře.

5. Opatření pro hašení požáru:

Vhodné hasicí látky: Oxid uhličitý, rozptýlený proud vody, suchý prášek.

Nevhodné hasicí látky: Nejsou známy.

Ochranné vybavení pro hasiče: Proved'te běžná opatření pro hašení ohně. Použijte samostatný dýchací přístroj.

6. Opatření v případě náhodného úniku:

Opatření na ochranu životního prostředí: Nevylévejte do kanalizace.

Metody pro čištění: Výrobek lze sbírat mechanicky. Odstraňujte pouze zcela světlem polymerovaný materiál. Odstraňujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpadem.

7. Zacházení a skladování:

Zacházení

Dodržujte běžná preventivní opatření pro práci s chemikáliemi. Během práce použijte ochranný plášť. Vyhněte se kontaktu s kůží, pro manipulaci použijte nástroje a metody minimálního kontaktu. Pro jemné ruční zpracování použijte ochranné rukavice z polyetylenu, např. ochranné rukavice Ethiparat po dobu 5–10 minut (na základě vlastních zkušeností a poznatků z literatury).

Před začátkem práce, po ukončení a o přestávkách si umyjte ruce.

Skladování

Skladujte na chladném, suchém místě, mimo dosah slunečního záření. Skladovací podmínky: tmavý obal, který výrobek chrání před slunečním zářením. Při správném skladování je doba skladování 3 roky.

8. Omezování expozice, osobní ochranné prostředky:

Nebyla určena žádná úroveň omezování expozice na pracovišti.

Osobní ochranná opatření

Použijte ochranné vybavení a dodržujte hygienická opatření.

Ochrana dýchacích cest: Není vyžadována.

Ochrana očí: Použijte ochranné brýle.

Ochrana rukou: Je doporučeno používat ochranné rukavice, například rukavice vyrobené z kopolymer-etylen-vinylacetátu. Doporučuje se používat metodu minimálního kontaktu.

Ochrana těla: Použijte běžný ochranný oděv.

Hygienická opatření: Po ukončení práce si umyjte ruce. Během práce nejezte, nepijte a nekuřte.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti:

<i>Skupenství:</i>	pevná látka, otiskovací hmota pro horní čelist
<i>Barva:</i>	růžová
<i>Zápach:</i>	jemný, charakteristický
<i>Bod vzplanutí:</i>	> 150 °C
<i>Hustota:</i>	1,71 g/cm ³
<i>Rozpustnost ve vodě:</i>	nerozpustný
<i>Hodnota pH:</i>	neurčeno

10. Stálost a reaktivita:

Podmínky, jimž je třeba se vyhnout: nevystavujte teplu, slunečnímu záření a světlu, aby nedošlo k předčasné polymeraci.

Neslučitelné materiály: látky vytvářející radikály (při kontaktu s nimi se výrobek lehce polymeruje).

Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy.

Nebezpečné chemické reakce: Při významném překročení doby skladování a/nebo překročení skladovací teploty je možné, že výrobek začne polymerovat při nižších teplotách.

11. Toxikologické informace:

Dráždí kůži: není dráždivý

Dráždí oči: není dráždivý

Kinetika toxické reakce: Údaje nejsou k dispozici.

Další informace: Dle předchozích zkušeností a dostupných informací nemá výrobek žádné škodlivé účinky.

Další podrobnosti: Dodržujte všeobecná bezpečnostní opatření pro práci s chemikáliemi. Metakryláty mohou způsobit alergické reakce.

12. Ekologické informace:

Třída nebezpečnosti pro vodu: 1 (mírně nebezpečný)

Toxicita pro ryby: neurčeno.

Toxicita pro vodní organismy: neurčeno.

Toxicita pro bakterie: neurčeno.

Další ekologické informace: Zamezte úniku látky do vodního a odpadního systému a do podzemní vody!

Bioakumulativní potenciál: Žádné další údaje nejsou k dispozici.

Výsledky vyhodnocení PBT a vPvB: Možnost endokrinních poruch. Není známo, zda má materiál hormonální účinky či zabraňuje hormonálním reakcím.

13. Pokyny pro odstraňování:

Odstraňujte v souladu s místními pravidly o odstraňování odpadu.

Kód odpadu pro výrobek

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

Kód odpadu pro nekontaminovaný obal

Jako recyklovatelný plast.

14. Informace pro přepravu:

Výrobek nepodléhá klasifikaci dle pravidel pro přepravu ADR.

15. Informace o předpisech:

Výrobek nepodléhá klasifikaci dle předpisů o nebezpečných chemických látkách.

16. Další informace:

Informace v bezpečnostním listu jsou založeny na aktuálních znalostech o výrobku a nepředstavují záruku vlastností výrobku. Doporučuje se, aby uživatel na vlastní nebezpečí dodržoval příslušné předpisy a požadavky.