


CHARISMA®

TAKE

IT

E4SY.

CHOOSE IT.
USE IT.
LOVE IT.



kulzer.com/charisma-e4sy



95%
míra
doporučení*



ZVYŠTE EFEKTIVITU BEZ KOMPROMISŮ VE VÝSLEDKU

Proč zvolit Charisma E4SY pro své každodenní výplňové práce?

- **Pouze 4 odstíny místo 16 odstínů VITA®:**
Méně složitosti, stejná jistota
- **Jednoduché monochromatické odstíny pokryjí 90 % vašich výplní*:**
Ověřená univerzálnost
- **Ušetříte až 10 minut na jednu výplň*:**
Prokazatelně vyšší efektivita
- **Vyrobeno v Německu:**
Podloženo 90 lety zkušeností

VITA® je registrovaná ochranná známka společnosti VITA Zahnfabrik GmbH.

* Beta-test se 186 účastníky v EEU, BR, MEA. Dokumentace k dispozici.

kulzer.com/charisma



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

VYBERTE. POUŽIJTE. ZAMILUJTE SI.

Zjednodušte si každodenní práci s Charisma E4SY a užijte si pracovní postup, který vyhovuje Vám i Vaším pacientům.

PROČ TO FUNGUJE

- **Jeden systém pro všechny třídy kavit:**
Ideální pro každodenní výplně ve frontální i distální oblasti.
- **Čím se liší od tradičních systémů:**
Na rozdíl od víceodstínových kompozitů zjednodušuje monochromatické vrstvení s Charisma E4SY práci – bez kompromisů v estetice.
- **Zjednodušená manipulace:**
Intuitivní aplikace, tvarovatelná konzistence, možnost zahřívání dle potřeby, dostupné ve stříkačce nebo v PLT.
- **Skladová efektivita:**
Méně odstínů, menší skladové zásoby, nižší náklady.
- **Integrace do pracovního postupu:**
Zjednodušte ještě více svůj pracovní postup: použijte Charisma Bulk Flow ONE v hlubších posteriorních kavitách a GLUMA® Bond Universal pro spolehlivou adhezi.
- **Zjednodušený výběr odstínu:**
4 odstíny mohou nahradit 16 odstínů VITA® – méně složitosti, stejná jistota.

ODSTÍNY	ODPOVÍDAJÍCÍ VITA® ODSTÍNY
LIGHT	A1, B1, B2, C1
MEDIUM	A2, A3, B3, B4, C2, D2, D3
DARK	A3.5, A4, C3, C4, D4
BLEACH	BXL, BL

(VITA® je registrovaná ochranná známka společnosti VITA Zahnfabrik GmbH.)

TESTOVÁNO VAŠIMI KOLEGY:

Přesvědčivá estetika – posuďte sami:



Dr. Dominik Ślusarczyk,
Polsko



Posteriorní výplň s
Charisma E4SY MEDIUM

„Tento zjednodušený systém přináší překvapivé výsledky. Miluji ho.“

Dr. Wagner Nascimento, Brazílie

„Snadná manipulace, snadný výběr odstínu, výborná konzistence.“

Dr. Hajnalka Hauser, Maďarsko

„Méně času, menší zásoby, méně bolesti hlavy.“

Dr. Panagiotis Kiospes, Řecko



EXKLUZIVNÍ ÚVODNÍ NABÍDKA

Charisma E4SY Syringe Simplicity Kit

Vše, co potřebujete pro zjednodušené výplně v jednom kitu – efektivita začíná zde:

- Charisma E4SY v odstínech LIGHT a MEDIUM
- GLUMA® Bond Universal pro spolehlivou adhezi

Začněte šetřit čas už dnes – objednejte si svůj Simplicity Kit!



kulzer.com/charisma-e4sy