

INTERLABOSIL

Velmi pevný, silikonový materiál určený pro použití v zubní laboratoři ke zhotovení přelitek.

Charakteristika: Dvousložková kondenzační silikonová hmota.

Barva: šedá

Míchání: mísící poměr 100 g putty + 1 - 1,6 g katalyzátoru
 doba míchání 30 sek.
 doba zpracování 1,30 min
 doba tuhnutí 5 min

Tvrdost: 95 SH° (shore) / 24^h

Lineární kontrakce: 0,2% / 24^h

Balení: 1,5 kg - ktg. číslo IN0925
 4 kg - ktg. číslo IN0926
 10 kg - ktg. číslo IN0928
 40 g katalyzátor - ktg. číslo IN0927